



### **Drap d'examen gaufré ouate recyclée 135 formats 50 x 34 cm Fabrication européenne - Robé Médical**

Drap d'examen ouate 100% recyclée Robe Médical 2 plis. Rouleau 135 formats. Longueur totale 46 m.

Ouate 100% recyclée, qualité renforcée pour plus de confort et de résistance.

Traité anti-humidité.  
Épaisseur 33g/m<sup>2</sup> .  
Largeur 50 cm / longueur 46 m.  
135 formats prédécoupés de 50 x 34 cm.

Fabrication Européenne.

- 100% ouate recyclée.
- Texture micro gaufrée pour un confort optimal.
- Epaisseur 2 plis: 33g/m<sup>2</sup> (2 x 16,5g).
- Largeur: 50 cm.
- Longueur totale: 46 m.
- 135 formats prédécoupés.
- 1 format: 50 x 34 cm.

Pour consulter nos draps d'examen non gaufrés voir la référence [DEP150](#) et [DEPS150](#)

Diamètre rouleau: 12,6 cm.  
Diamètre intérieur mandrin: 4 cm.  
Poids d'un rouleau: 800g.

Vendu par carton de 9 rouleaux.  
Prix dégressif à partir de 3 ou 5 cartons achetés

Conforme au règlement européen REACH n°1907/2006  
Ne contient aucune substance SVHC