

## FICHE TECHNIQUE

### Gants d'examen latex non poudrés Robemed, Boîte de 100 - 6 g - Aql 1,5

Pour un confort ergonomique et une bonne protection.

Nouvelle qualité ultra-sensible. Touché très doux. Très bonne acceptabilité dans la durée. Absence complète de poudrage pour plus de confort et une limitation des risques d'allergie.

Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler.

- Confort dans la durée.
- Sensibilité du toucher.
- Excellente résistance au déchirement et percement.
- Poids : 6 g.
- AQL : 1,5.
- Limite les risques d'allergies et les inconvénients du poudrage.

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

#### **4 tailles disponibles:**

- XS Extra small (5/6).
- S Small (6/7).
- M Medium (7/8).
- L Large (8/9).

Couleur blanc crème.

Utilisation pour tous types de soins et d'examen médicaux, infirmiers, et dentaires.

Recommandés pour les peaux sensibles et à tendances allergiques.

Vendu par boîte de 100 gants.  
Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Conformes aux normes EN 455-1, EN 455-2, ASTM D 3578, CE 93/42.

Matériel médical CE.

