

### Lecteur de carte vitale bi-fente - Sensyl - modèle Dsc-FX - Compatible PC-SC

Lecteur PC/SC Vitale bi-fente - Compatible Windows, Linux & Mac - Fabrication française

*Un nouvel outil de consultation léger et discret.*

- Lecteur bi-fente carte vitale et PCS.
- **Un seul port USB utilisé sur l'ordinateur.**
- **2 ports USB supplémentaires sur le lecteur: chaînage de clavier ou de souris possible.**
- Connexion d'un autre lecteur de Carte sur les côtés.
- Peut lire 2 CPS, 2 Cartes Vitales ou 1 CPS + 1 Carte Vitale.
- Plug & Play: se connecte directement sans driver sur le port USB de l'ordinateur

**Compatible avec la plupart des logiciels métiers. (voir la liste en PDF)**



Fabrication française (dans le Vaucluse).

Produit développé selon la norme du GIE Sesam Vitale.