



### Otoscope éclairage Led fibres optiques batterie et chargeur ViewtroniXx

Illumination directe et autonomie prolongée.

L'otoscope ViewtroniXx permet de bénéficier des avantages de l'éclairage LED avec le confort de vue de la fibre optique.

Son socle de recharge permet d'avoir un appareil toujours rechargé à portée de main.

**Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 4 ans sur cet otoscope ViewtroniXx.**

- Illumination directe grâce à la fibre optique.
- Lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle.
- Homogène, sans reflets.
- Loupe pivotante et grossissante 3X.
- Luminance : 18,5 Lumens.
- Plus de 1000 heures d'autonomie.
- Clip de fixation avec interrupteur marche/arrêt intégré.
- Embout pour spéculum auriculaire en métal durable et hygiénique.
- Socle chargeur avec indication lumineuse de charge.

Compatible avec tous les spéculums de Ø 2,5 mm à Ø 4 mm.

Autonomie de la batterie : 10 heures.

Mode de charge : sur secteur ou port USB d'un PC.

Dimensions et poids sans chargeur : H : 165 mm, poids : 150g.

Dimensions et poids avec chargeur : H : 180 mm, poids : 300g.

Livré en coffret avec batterie rechargeable, socle chargeur, prise USB et secteur, jeu de 8 spéculums et poire d'insufflation.

Garantie 4 ans.

Matériel médical CE.