



### Pansement hydrocellulaire non-adhésif - Wayfoam - Robemed

Permet de recouvrir et protéger les plaies moyennement à fortement exsudatives.

Pansement hydrocellulaire en mousse absorbante non-adhésive, pour le traitement des plaies chroniques et aiguës, moyennement à fortement exsudatives. Ce pansement offre un environnement humide pour une cicatrisation optimale.

Il nécessite un pansement secondaire pour être fixé.

- En mousse hydrocellulaire
- Non-adhésif
- Très absorbant.
- Évite la macération
- Adhère à la peau saine et pas à la plaie
- Se fixe avec un pansement secondaire

Pour les plaies chroniques (ulcères, escarres...) et aiguës (lacérations, abrasions...).

#### Tailles disponibles :

- 5,5 cm x 5, cm.
- 7,5 cm x 7,5 cm.
- 10 x 10 cm.

**Stérilisation :** Oxyde éthylène.

**Péremption :** 3 ans.

**Conditionnement :** sous pochette individuelle stérile.  
Vendus par boîte de 10 pansements.

Matériel médical CE.